

ALUR MEDICAL®

ProDEEP
FIOS

MODELOS E
INDICAÇÕES

Timeless Elegance
The essence of ProDeep Fios.

A linha ProDeep Fios traduz a elegância que transcende as tendências.

BIOESTIMULADORES

FIO	CALIBRE	COMP. DA AGULHA	AGULHA	COMP. DO FIO	USP	QUANT. POR PACK
Mono	27G	60mm	MG	90mm	5-0	10 un.
Mono	29G	38mm	MG	50mm	6-0	10 un.
Mono	30G	25mm	MG	30mm	6-0	10 un.
Screw	26G	60mm	MG	90mm	5-0	10 un.
Screw	27G	38mm	MG	50mm	5-0	10 un.
Double Screw	25G	90mm	MG	280mm	6-0	10 un.

FIO	CALIBRE	COMP. DA CÂNULA	CÂNULA	COMP. DO FIO	USP	QUANT. POR PACK
Mono Eye	30G	38mm	L	50mm	6-0	10 un.

VOLUMIZADORES

FIO	CALIBRE	COMP. DA CÂNULA	CÂNULA	COMP. DO FIO	USP	QUANT. POR PACK
Nose - Cutting Cog	19G	38mm	L	50mm	2	4 un.
Hydra	21G	38mm	L	50mm	4-0/5-0	4 un.
Hydra	21G	60mm	L	80mm	4-0/5-0	4 un.
Hydra Plus	21G	38mm	L	125mm	4-0/5-0	4 un.
Hydra Plus	21G	60mm	L	170mm	4-0/5-0	4 un.
Tubular	23G	60mm	L	330mm	4-0	2 un.

LIFT/TRAÇÃO

FIO	CALIBRE	COMP. DA AGULHA	AGULHA	COMP. DO FIO	USP	QUANT. POR PACK
Cutting Cog	21G	60mm	MG	150mm	2-0	4 un.

FIO	CALIBRE	COMP. DA CÂNULA	CÂNULA	COMP. DO FIO	USP	QUANT. POR PACK
 Cutting Cog	19G	100mm	L	150mm	0	4 un.
Molding Fishbone	18G	100mm	L	150mm	2	4 un.
Molding Twitch	18G	100mm	W	170mm	2	4 un.
Molding PCHW	18G	100mm	W	200mm	2	4 un.
Molding PCHW	18G	60mm	W	130mm	2	4 un.


ANVISA: 80102513008 | 80102512980



BIOESTIMULADOR



VOLUMIZADOR



TRAÇÃO/LIFTING



INDICAÇÕES PARA corporal






LOCAIS DE APLICAÇÃO BIOESTIMULAÇÃO

- Fronte
- Código de barras
- Terço médio
- Terço inferior
- Contorno dos lábios
- Rugas priorbitais
- Miomodulação
- Papada

Não necessita de pertuito




AGULHA		FIO	
Tipo: MG		Tipo:	
Gauge:	29G	Tamanho:	50mm
Tamanho:	38mm	USP:	6-0
AGULHA		FIO	
Tipo: MG		Tipo:	
Gauge:	27G	Tamanho:	90mm
Tamanho:	60mm	USP:	5-0
AGULHA		FIO	
Tipo: MG		Tipo:	
Gauge:	30G	Tamanho:	30mm
Tamanho:	25mm	USP:	6-0






LOCAIS DE APLICAÇÃO BIOESTIMULAÇÃO

- Pálpebra inferior
- Código de barras

27G para pertuito



CÂNULA		FIO	
Tipo: L		Tipo:	
Gauge:	30G	Tamanho:	50mm
Tamanho:	38mm	USP:	6-0



LOCAIS DE APLICAÇÃO BIOESTIMULAÇÃO

- Fronte
- terço médio
- Terço inferior

Não necessita de perituito

AGULHA

Tipo: MG



Gauge:

26G

Tamanho:

60mm

FIO

Tipo:



Tamanho:

90mm

USP:

5-0

AGULHA

Tipo: MG



Gauge:

27G

Tamanho:

38mm

FIO

Tipo:



Tamanho:

50mm

USP:

5-0



LOCAIS DE APLICAÇÃO BIOESTIMULAÇÃO OU LIPÓLISE

- Pescoço
- Colo
- Abdomem
- braços
- Interno de coxa
- Culote
- Região íntima

Não necessita de piercing

AGULHA

Tipo: MG 

Gauge: 26G

Tamanho: 60mm

FIO

Tipo: 

Tamanho: 90mm

USP: 5-0

AGULHA

Tipo: MG 

Gauge: 27G


Tamanho: 38mm

FIO

Tipo: 

Tamanho: 50mm

USP: 5-0



LOCAIS DE APLICAÇÃO BIOESTIMULAÇÃO

- terço médio
- Terço inferior

Não necessita de perituito

AGULHA

Tipo: MG



Gauge:

25G

Tamanho:

90mm

FIO

Tipo:



Tamanho:

280mm

USP:

6-0



LOCAIS DE APLICAÇÃO BIOESTIMULAÇÃO OU LIPÓLISE

- Pescoço
- Colo
- Abdomem
- braços
- Interno de coxa
- Culote

Não necessita de pertuito

AGULHA

Tipo: MG



Gauge:

25G

Tamanho:

90mm

FIO

Tipo:




Tamanho:

280mm

USP:

6-0



LOCAIS DE APLICAÇÃO VOLUMIZAÇÃO

- Glabella
- Sulco nasojugal
- Sulco nasolabial
- Sulco labiomentoniano

Pertuito com 18G

CÂNULA

Tipo: L 

Gauge: 21G

Tamanho: 60mm

FIO

Tipo: 

Fio Externo: 80mm USP: 5-0

Fio Interno: 170mm USP: 4-0

CÂNULA

Tipo: L 

Gauge: 21G


Tamanho: 38mm

FIO

Tipo: 

Fios Externos: 50mm USP: 5-0

Fio Interno: 125mm USP: 4-0



**LOCAIS DE APLICAÇÃO
VOLUMIZAÇÃO**

- Região íntima masculina
- Região íntima feminina

Pertuito com 18G

CÂNULA

Tipo: L 

Gauge: 21G

Tamanho: 60mm

FIO

Tipo: 

Fio Externo: 80mm USP: 5-0

Fio Interno: 170mm USP: 4-0

CÂNULA

Tipo: L 

Gauge: 21G

Tamanho: 38mm

FIO

Tipo: 

Fios Externos: 50mm USP: 5-0

Fio Interno: 125mm USP: 4-0



LOCAIS DE APLICAÇÃO VOLUMIZAÇÃO

- Rugas no fronte
- Glabella
- Sulco nasojugal
- Sulco nasolabial
- Região malar

Pertuito com 21G

CÂNULA

Tipo: L 

Gauge: 23G


Tamanho: 60mm

FIO

Tipo: 

Fio Externo: 330mm USP: 4-0

Comp. Mola: 30mm



LOCAIS DE APLICAÇÃO VOLUMIZAÇÃO

- Glabella
- Nariz
- Sulconasolabial

Pertuito com 21G

CÂNULA

Tipo: L



Gauge:

19G

Tamanho:

38mm

FIO

Tipo:




Tamanho:

50mm

USP:


2



LOCAIS DE APLICAÇÃO BIOESTIMULAÇÃO

- Terço médio
- Pescoço

Pertuito com 18G



AGULHA

Tipo: MG



Gauge:

21G

Tamanho:

60mm

FIO

Tipo:



Tamanho:

150mm

USP:

2-0




LOCAIS DE APLICAÇÃO TRAÇÃO


- Terço médio
- Terço inferior
- Pescoço

Pertuito com 18G

CÂNULA

Tipo: L	
Gauge:	19G
Tamanho:	100mm

FIO

Tipo:	
Tamanho:	150mm
USP:	0

3D

120°

CÂNULA

Tipo: L



Gauge:

19G

Tamanho:

100mm

FIO

Tipo:



Tamanho:

150mm

USP:

0






LOCAIS DE APLICAÇÃO TRAÇÃO

- Abdômen
- Glúteos
- Seios
- Braços

Pertuito com 18G





LOCAIS DE APLICAÇÃO REPOSIÇÃO DE TECIDOS

- Terço médio
- Terço inferior


Pertuito com 18G

CÂNULA	
Tipo: L	
Gauge:	18G
Tamanho:	100mm

FIO	
Tipo:	
Tamanho:	150mm
USP:	2

CÂNULA	
Tipo: W	
Gauge:	18G
Tamanho:	100mm


FIO	
Tipo:	
Tamanho:	170mm
USP:	2





LOCAIS DE APLICAÇÃO TRAÇÃO

- Pescoço
- Abdômen
- Glúteos
- Seios
- Braços
- Joelhos

Pertuito com 18G





LOCAIS DE APLICAÇÃO REPOSIÇÃO DE TECIDOS

- "Fox eye"
- Terço médio
- Nariz

Pertuito com 18G

CÂNULA

Tipo: W



Gauge:

18G

Tamanho:

100mm

FIO

Tipo:



Tamanho:

200mm

USP:

2

ProDEEP FIOS

Desenvolvido e distribuído no Brasil por:

ALUR MEDICAL® LTDA

CNPJ: 28.716.179/0001-05
Rua Joaquim Pedro Soares, 959
Bairro Guarani
Novo Hamburgo, RS - 93520-600

Responsável Técnico:
Karin Regina Grahl Crefito 5: 2627-F

www.alur.com.br



[\(51\) 99212-9051](tel:+5551992129051)



Aponte a câmera
do seu celular

+55 (51) 99232-2112

SAC +55 (51) 3939-4330

www.alur.com.br

@alurmedical

/Alurmed